

Wykonana z trwałego Neoprenu.

Regulowane ramiączka dla
lepszego dopasowania.

Przezroczysta rurka
PVC pozwala zobaczyć
wydostanie się zatyczki.

Podkładka amortyzująca do
ćwiczenia uderzeń w plecy.
*zobacz ostrzeżenie

Przód kamizelki

Duże, łatwe w obsłudze
klamry z regulowanymi
paskami.
Rozmiar uniwersalny

Położ ręce na pęcherzu
z powietrzem.

Wgłębienie
pomaga w prawidłowym
ułożeniu dłoni.

Tył kamizelki

Act+Fast™

Trener przeciw Zadławieniu

Instrukcja Obsługi



Zestaw zawiera:

Kamizelkę z neoprenu Act+Fast – Pęcherz PVC – Trzydzieści piankowych zatyczek
Instrukcję obsługi – Torbę do przechowywania
Wszystkie elementy są wolne od ołowiu i lateksu

Roczna gwarancja

Po więcej instrukcji wyślij e-mail na: info@actfastmed.com

Act Fast LLC

www.actfastmed.com